

Prüfliste DIN 13169 (Norm 2021-11)

Inhalt des (Betriebs-)Verbandkasten nach DIN 13169



Die Mengen entsprechen den Vorgaben der ASR A4.3 (Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe).

| Inhalt (Bezeichnung) | Soll | Ist |
|--|-----------|-----|
| Heftpflasterspule DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm | 2 | |
| Wundschnellverband 10 cm x 6 cm, DIN 13019-E | 16 | |
| Fingerkuppenverband 4 cm x 7 cm, elastisch | 8 | |
| Fingerverband (Wundschnellverband) 12 cm x 2 cm, DIN 13019-E | 8 | |
| Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm, wasserfest | 8 | |
| Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm, wasserfest | 16 | |
| Verbandpäckchen klein, DIN 13151-K, einzeln steril verpackt | 2 | |
| Verbandpäckchen mittel, DIN 13151-M, einzeln steril verpackt | 6 | |
| Verbandpäckchen groß, DIN 13151-G, einzeln steril verpackt | 2 | |
| Verbandtuch 60 cm x 80 cm, DIN 13152-A, einzeln steril verpackt | 2 | |
| Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril verpackt (6 x 2 Stück) | 12 | |
| Augenkomresse 5,6 cm x 7,2 cm, einzeln steril verpackt | 4 | |
| Kälte-Sofortkomresse | 2 | |
| Rettungsdecke 160 cm x 210 cm, silber/gold | 2 | |
| Fixierbinde 6 cm, DIN 61634-FB, cellophaniert | 4 | |
| Fixierbinde 8 cm, DIN 61634-FB, cellophaniert | 4 | |
| Dreiecktuch 96 cm x 96 cm x 136 cm, DIN 13168-D | 4 | |
| Schere, 19 cm lang, DIN58279-B 190 | 1 | |
| Folienbeutel (Druckverschlussbeutel) 30 cm x 40 cm | 4 | |
| Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm | 10 | |
| Vinylhandschuhe DIN EN 455 | 8 | |
| Erste-Hilfe-Broschüre (Anleitung zur Ersten Hilfe) | 1 | |
| Inhaltsverzeichnis | 1 | |
| Ergänzung Norm 2021-11 | | |
| Hautreinigungstuch 14 x 19 cm | 8 | |
| Pflasterset 14-teilig | 2 | |
| Gesichtsmasken EN 14683, 2 Stück im Beutel | 2 | |

- Pflasterartikel sollten jährlich auf Klebbarkeit geprüft werden.
- Austauschpflichtige Teile sind fett markiert.

Prüfen Sie das Ablaufdatum der vorhandenen Erste-Hilfe-Mittel.

Sterile Bestandteile in Erste-Hilfe-Behältnissen sind mit einem Verfalldatum bzw. Haltbarkeitsdatum versehen (MM/JJJJ oder JJJJ/MM). Sollte dieses abgelaufen sein, sollten Sie den Füllinhalt aktualisieren.

Inhalte von Erste-Hilfe-Behältnissen auf Vollständigkeit prüfen.

Jedem Füllsortiment ist im Regelfall ein Inhaltsverzeichnis beigelegt. Anhand dessen können Sie prüfen, ob der Inhalt des Erste-Hilfe-Behältnisses komplett ist. Oder Sie verwenden diese Checkliste. Abhängig vom Hersteller können die Bezeichnungen etwas voneinander abweichen.

Sind die vorhandenen Erste-Hilfe-Mittel ausreichend?

Prüfen Sie, ob die vorhandene Erste-Hilfe-Ausstattung ausreichend ist. Dies hängt u.a. von der Mitarbeiterzahl und den räumlichen Gegebenheiten ab. Sie sind sich nicht sicher? Wir beraten Sie gerne telefonisch: 09141-874380.

| Standort / Inventar-Nummer: | | |
|-----------------------------|-------|------|
| Vollständigkeit geprüft | Datum | Name |
| Verfalldaten geprüft | Datum | Name |
| Fehlbestand ergänzt | Datum | Name |